



Процедура	Часть тела	Насадка	Уровень вакуума	Интенсивность	Тип RF	Глубина мм	Активный импульс, мс	Число процедур
Морщины, дряблость	Лоб	49/81/25	1	3-5	Биполярный	0,2-0,4	100-150	2-6
	Кожа вокруг глаз, нос	18/25	1	4-6	Биполярный	0,2-1	120-150	2-6
	Лицо	49/81/25	1	5-7	Биполярный	1,0-2,0	120-180	2-6
	Шея	81/49	1	5-7	Биполярный	1,0-2,0	150-200	2-6
	Тело	81/49	1-3	6-8	Биполярный Монополярный	1,4-3,0	150-220	2-6
Постакне, омоложение	Лоб	49/81/25	1	3-5	Биполярный	0,2-0,4	100-130	1-3
	Кожа вокруг глаз, нос	18/25	1	4-6	Биполярный	0,2-1	120-150	1-3
	Лицо	49/81/25	1	5-7	Биполярный	1,0-2,0	120-150	1-3
	Шея	81/49	1	5-7	Биполярный	1,0-2,0	120-180	1-3

	Тело	81/49	1-3	6-8	Биполярный Монополярный	1,4-3,0	120-180	1-3
Сужение пор	Лоб	49/81/25	1	3-5	Биполярный	0,2-0,4	100-150	2-5
	Кожа вокруг глаз, нос	18/25	1	4-6	Биполярный	0,2-1	120-150	2-5
	Лицо	49/81/25	1	5-7	Биполярный	1,0-2,0	120-180	2-5
	Шея	81/49	1	5-7	Биполярный	1,0-2,0	150-200	2-5
	Тело	81/49	1-3	6-8	Биполярный Монополярный	1,4-4,0	150-220	2-5
Выпадение волос	Голова	25/49/91	1	2-3	БП	0,8-1,2	50	до 10
Введение высокоактивных препаратов	Любая	25/49/91	1	1-2	БП	0,8-3,0	50?	?

Если установленная глубина иглы небольшая, то величина ИНТЕНСИВНОСТИ и АКТИВНОГО ИМПУЛЬСА также должны быть в невысоких значениях.

